




Telaio Wet Disinfection WDS

Telaio Wet Disinfection WDS in poliammide



Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m ³
00000846		↙ 40 ↘ 11	↙ 40 ↘ 11		10	4,59	0,023
00000845		↙ 50 ↘ 13	↙ 50 ↘ 13		10	6,54	0,031
00000846E		↙ 40 ↘ 11	↙ 40 ↘ 11		10	4,59	0,023
00000845E		↙ 50 ↘ 13	↙ 50 ↘ 13		10	6,54	0,031

SISTEMA

Sistema piatto con tasche e alette utilizzabile pre-impregnato, impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con manici serbatoio
Ideale per la pulizia professionale ad alte prestazioni

GREEN BOX



Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021): i sistemi costituiti da telai e microfibre piatte consentono di massimizzare l'efficienza e minimizzare l'impatto ambientale



Ecosostenibile: completamente in polipropilene, inossidabile, robusto e interamente riciclabile

Vantaggi

- **Riduce i tempi:** chiusura del telaio con pulsante a pedale
- **Facile da mantenere:** la pulizia dell'attrezzo è estremamente semplice e rapida

Compatibilità

Compatibile con qualsiasi manico con foro con diametro da 18 a 23 mm



11/11/21

Materiale

Poliammide, fibra di vetro

Caratteristiche

Dotato di bocchettone snodato per una completa mobilità a 360°

Prodotti complementari



Ricambio sistema tasche Soft Pro WDS



Ricambio sistema tasche Soft Striat WDS



Ricambio sistema tasche Ultrasafe WDS